



TECHNICAL DATA SHEET

STX705PT 无菌棉质 聚苯乙烯手柄



STX764T 无菌聚酯 聚苯乙烯手柄



描述

Texwipe 无菌干燥收集和转移系统由即用的细菌标本转移和收集单元组成。该系统设计用于维持样品收集和转移至实验室的完整性。棉签由100% USP-级棉签或100% USP-级涤纶纱组成。这些棉签通过一种水性粘合剂牢固地粘在弹性聚苯乙烯轴上。6.1" (155 mm) 长的棉签能够接触到难以接触的取样位点。所有的棉签都是通过高精度的自动加工来精确和一致的偏差。

特点 & 优点

- 医用级LDPE 形式的帽牢固地与手柄结合，保证取样时的安全性。
- 明显的密封以保证使用的安全性。
- 1 mm 厚的医用级聚丙烯管子与无缝的圆型底部设计。
- 小帽上的环确转移时保密封和防污染
- 包装标签全球可用
- Gamma 辐射灭菌，无菌保证水平 10^{-6} 符合ANSI/AAMI/ISO 11137
- 生产批号和有效期清晰表明于每个包装上
- 每箱附有辐射证明和依据以确认辐射剂量满足规定

应用

- 诊断取样
- 环境监控
- DNA 取样
- 表面取样

工业

- 制药
- 生物制品
- 微生物实验室
- 诊断测试实验室



物理性质

	STX705PT	STX764T
棉签头材料	棉质	聚酯
头部宽度	7.0 mm (0.276")	4.6 mm (0.181")
头部厚度	7.0 mm (0.276")	4.6 mm (0.181")
头部长度	18.2 mm (0.717")	17.0 mm (0.669")
手柄材料	聚苯乙烯	聚苯乙烯
手柄宽度	2.5 mm (0.098")	2.5 mm (0.098")
手柄厚度	2.5 mm (0.098")	2.5 mm (0.098")
手柄长度	134.0 mm (5.276")	134.0 mm (5.276")
棉签总长度	155.0 mm (6.102")	155.0 mm (6.102")
头部粘合	粘合剂	粘合剂
手柄颜色	白色	白色
设计要点	100% 面纱头; 长的聚苯乙烯手柄	100% 面纱头; 长的聚苯乙烯手柄

产品

型号	描述	包装
STX705PT	无菌干燥收集和转移系统 聚苯乙烯手柄棉签	1 个/管; 100 管/盒; 5 盒/箱
STX764T	无菌干燥收集和转移系统 聚苯乙烯手柄棉签	1 个/管; 100 管/盒; 5 盒/箱